



Otoskope Otoscopies



LED-Leuchtmittel setzen Siegeszug rasant fort

Durch die Entwicklung der LED-Leuchtmittel haben sich in der Gerätetechnik viele neue Möglichkeiten eröffnet. Experten sprechen sogar von einem allgemeinen Paradigmenwechsel von konventionellen Leuchtmitteln hin zu Beleuchtungen mittels LED, denn die LED-Technik hat sich in den letzten Jahren beeindruckend entwickelt. Vor allem der Lichtstrom, bezogen auf die Leistungsaufnahme der LED, konnte gesteigert werden. Die Vorteile der LED-Technik im Vergleich zu konventioneller Beleuchtung liegen in der längeren Lebensdauer und einem geringeren Energieverbrauch von Leuchtdioden. Auch die Erhöhung der Robustheit (Stoß- und Vibrationsfestigkeit) spielt eine Rolle.

Mit LED-Leuchtmitteln steht die maximale Beleuchtungsstärke sofort zur Verfügung. Flackerfreies Licht verhindert Stroboskopeffekte. Außerdem kommt es unter LED-Licht zu keinerlei Wärmeentwicklung in Richtung Anwendungsfeld. Damit werden Medizingeräte noch sicherer. Die LED-Technik in KaWe EUROLIGHT, KaWe COMBILIGHT 2,5V, 3,5V und KaWe PICCOLIGHT F.O. Otoskopen mit 2,5V von KaWe sorgt für exzellente Lichteffizienz und eine sehr hohe Lichttransmission und ermöglicht eine funktionale Ausleuchtung zu günstigen Kosten.

LED-lights continue to be a triumphant success

The development of LED technology has paved the way for many new possibilities in the field of instrument engineering. Experts even say that there has been a paradigm shift from conventional lights to LED lights because LED technology has developed so astonishingly in the past few years. Most notably, the luminous flux was increased in relation to the power input. The advantages of LED technology over conventional illumination are a longer lifespan and a lower energy consumption of the light emitting diodes. Improvements in the resilience (resistance to impact and vibration) have also played a major roll.

LED illuminants reach their maximum illumination intensity immediately. The light does not flicker, preventing the occurrence of the strobe effect. In addition, LED lights do not heat up the area that is being illuminated. This makes medical equipment even safer. The LED technology used in the KaWe EUROLIGHT, KaWe COMBILIGHT 2.5V, 3.5V and KaWe PICCOLIGHT F.O. Otoscopes ensures superb lighting efficiency and excellent light transmission and makes highly-functional illumination possible at a low price.

ÜBERSICHT | OVERVIEW

	KaWe EUROLIGHT										KaWe COMBILIGHT					KaWe PICCOLIGHT				
	C10	C30	C30 OP LED/s	VET C30	VET C30 OP	FO.30	FO.30 LED/s	FO.30	FO.30	FO.30 LED/hp	C10	FO.30	FO.30 LED/s	FO.30	FO.30	FO.30 LED/hp	C	FO. LED/s	FO. LED/hp	
Versorgungsspannung [V] supply voltage [V]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	2,5	2,5	2,5	
Ladespannung [V] charge voltage [V]									240V						240V					
Stecker plug									EU						EU					
Kopf head	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	F.O.						•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	
Verschluss fastening mechanism	Metallkopf metal head	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
	Kunststoffkopf plastic head										•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Griff handle	Clic-Verschluss click-on connection		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				
	Verschluss mit Schraube connection with fastening screw	•									•									
	Schraubverschluss screw-on connection																•	•	•	
Lupe schwenkbar pivoting magnifying glasses	Metallgriff metal handle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	Kunststoffgriff plastic handle																•	•	•	
Leuchtmittel illuminant	mit 3-facher Vergrößerung with 3-times magnification	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	mit 2,5-facher Vergrößerung with 2.5-times magnification			•																
	mit 2-facher Vergrößerung with 2-times magnification				•	•														
Lichtregler light regulator	Xenon-Lampe xenon bulb						•	•	•			•		•	•					
	Vakuum-Lampe vacuum bulb	•	•		•	•					•									
	LED standard-Lampe LED standard bulb			•				•					•				•	•		
	LED high power-Lampe LED high-power bulb									•						•			•	
aufladbar in rechargeable in	stufenlos dimmbar continuously variable dimmer	•	•		•	•		•	•		•	•		•	•					
	Ladestation KaWe MedCharge 4000 (mit KaWe Ladebatterie) KaWe MedCharge 4000 charging station (with KaWe rechargeable battery)	•	•		•	•		•		•	•	•		•		•				
mögliche Energiequelle energy source options	Steckdose electric outlet								•							•				
	Batterie(n) battery (batteries)	•	•	•	•	•	•				•	•	•				•	•	•	
	KaWe-Ladebatterie KaWe rechargeable battery	•	•		•	•		•	•	•	•	•		•	•	•				
	20 Einweg-Ohrtrichter 20 disposable ear funnels (Ø 2,5/4,0 mm)	•	•					•	•	•			•	•	•	•		•	•	•
	3 Dauer-Ohrtrichter 3 reusable ear funnels (Ø 2,5/3,5/4,5 mm)										•									
	3 Dauer-Ohrtrichter VET 3 reusable ear funnels (VET) (Ø 4,0/5,0/7,0 mm)				•	•														
im Lieferumfang enthalten included items	5 Dauer-Ohrtrichter 5 reusable ear funnels (Ø 2,5/3,5/4,5/5,5/9,0 mm)			•																
	Ladebatterie 3,5V rechargeable battery 3.5V							•	•	•				•	•	•				
	Tasche pouch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Farbauswahl color selection																	•	•	•	

KaWe EUROLIGHT / KaWe COMBILIGHT

DETAILANSICHT | DETAILED VIEW



Ladebatterie oder
Batteriebetrieb möglich (Ausnahme: LED 2,5 V)
Rechargeable battery or battery
operation possible
(exception: LED 2.5 V)

Metallgriff – Doppelfunktion

- ① mit Ladebatterie (Akku) = **Ladegriff**
für Ladestation KaWe MedCharge 4000
- ② mit Batterien = **Batteriegriff**

Metal handle – dual mode

- ① with rechargeable battery = **charging handle**
for KaWe MedCharge 4000 charging station
- ② with batteries = **battery handle**

8




C10
Verschluss mit Schraube
with fastening screw connection



C30, F.0.30
mit Clic-Verschluss
with click-on connection

KaWe EUROLIGHT
KaWe COMBILIGHT

- 1 Vergrößerungslupe
3-fach (schwenkbar)
 - 2 Ohrtrichter
 - 3 Anschluss für
pneumatischen Test
 - 4 Clic-Verschluss
 - 5 Lampe (nicht sichtbar)
 - 6 Rastschalter
 - 7 Lichtregler,
stufenlos dimmbar
(außer LED)
 - 8 Batterien
 - 9 Ladebatterie (Akku)
 - 10 Batterie-/Ladegriff
 - 11 Metallkappe
 - 12 Verschlusskappe
-
- 1 3-fold pivoting
magnifying glass
 - 2 Ear funnel
 - 3 Connection for
pneumatical test
 - 4 Click-on connection
 - 5 Lamp (not visible)
 - 6 Push-button switch
 - 7 Light regulator,
continuously variable
dimmer
(except for LED)
 - 8 Batteries
 - 9 Rechargeable battery
 - 10 Battery/rechargeable
battery charging
handle
 - 11 Metal cap
 - 12 End cap



KaWe EUROLIGHT

PRODUKTSERIE | PRODUCT LINE

Von Profis für Profis gemacht

Das hochwertige Metallgehäuse der KaWe EUROLIGHT-Familie macht die Kompaktinstrumente robust, ja geradezu unverwundlich. Damit entscheiden Sie sich nicht nur für Exzellenz, sondern auch für besondere Beständigkeit. Ihr langjähriger Begleiter in der HNO-Diagnostik wahlweise mit distaler Fiber Optik (F.O.) in 2,5 V oder 3,5 V verbunden mit hochwertiger LED-Technologie, leistungsstarkem Xenonlicht oder mit Standardbeleuchtung C garantiert eine helle, reflexfreie Ausleuchtung von Tympanum und Gehörgang. Durch den Rheostat lässt sich die Lichtstärke leicht regulieren (außer LED), schwenkbare Lupe mit 3-, 2,5- oder 2-facher Vergrößerung sind weitere Vorteile. Das KaWe EUROLIGHT gibt es mit automatischem Clic-Verschluss oder Schraubverschluss.

Made by professionals for professionals

The high-quality metal housing of the KaWe EUROLIGHT product line makes the compact instruments sturdy – they are actually practically indestructible. With this instrument you are not only choosing excellent quality but also high durability. Your long-lasting companion for ear, nose and throat diagnostics, is also available with high-quality distal fibre-optics (F.O.) in 2.5V or 3.5 V in connection with a high-capacity xenon light or with standard illumination C and guarantees a bright illumination free of reflection of the tympanum and auditory canal. The light strength can be easily regulated with the rheostat (except for the LED). A further advantageous feature is the pivoting magnifying glass with 2, 2.5 or 3-fold magnification. The KaWe EUROLIGHT is also available with automatic click-on or screw-on connection.

KaWe MedCharge 4000

Ladestation

komplett mit Netzteil und wechselbarem Netzstecker für die Lithium-Ion-Technologie

Charging station

complete with power supply unit and universal power plug for Lithium-Ion technology


EU / GB / US

9




Beleuchtungsart | Type of illumination

C Standardbeleuchtung
Standard illumination



- Standardbeleuchtung mit 2,5 V Vakuum-Lampe
- Standard illumination with 2.5 V vacuum lamp

F.O. Fiber Optik
Fibre optics



LED / XENON
durch einfachen Lampenwechsel
by simply changing the bulb

- hochwertige Fiber Optik
- leistungsstarke 2,5 V / 3,5 V Xenon- oder 2,5 V / 3,5 V LED-Lampe
- high-quality fibre optics
- high-power 2.5 V / 3.5 V xenon or 2.5 V / 3.5 V LED bulb

KaWe EUROLIGHT

PRODUKTSERIE | PRODUCT LINE

10

KaWe EUROLIGHT Otoskope | Otopscopes

2,5 V

1	C10	VL	-	
2	C30	VL	-	
3	C30 OP LED	LED	-	-
4	VET C30	VL	-	
5	VET C30 OP	VL	-	
6	F.O.30	XL	-	
7	F.O.30 LED	LED	-	-

Merkmale:

- optimale Lichtstärke (zentrisch)
- **Metallgriff 2,5 V mit 2 Funktionen** (ausgenommen Ladegriff für Steckdose und LED)
- Batteriegriff:** verwendbar mit 2 Batterien (Baby - Typ C, 1,5 V)
- Ladegriff:** verwendbar mit wiederaufladbarem Akku (bei KaWe EUROLIGHT 2,5 V nicht im Lieferumfang enthalten)
- schwenkbare Lupe mit 2-facher VET C30, C30 OP, 2,5-facher C30 OP LED, bzw. 3-facher Vergrößerung
- Anschluss für pneumatischen Test (außer C30 OP, C30 OP LED)

3,5 V

8	F.O.30	XL	-	
9	F.O.30 LEDhp	LED	-	
10	F.O.30 (240V)	XL	-	

Features:

- optimal light intensity (centric)
- **2.5 V metal handle with dual mode** (except for charging handle for electric outlet and LED)
- Battery handle:** to be used with 2 batteries (type C, 1.5V)
- Charging handle:** suitable for rechargeable batteries (not included with the KaWe EUROLIGHT 2.5 V)
- pivoting magnifying glass with 2-fold magnification VET C30, C 30 OP, 2.5-fold C30 OP LED and/or 3-fold magnification
- Pneumatic test connection (except for C30 OP, C30 OP LED)

KaWe EUROLIGHT C30

- Clic-Verschluss
- Vakuum-Lampe
- Metall-Batterie-/Ladegriff C
- Rheostat dimmbar
- Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm
- in Tasche
- Batterien: 2 Baby (Typ C)
- click-on connection
- vacuum bulb
- metal battery/charging handle C
- dimmable rheostat
- disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm 10 x Ø 4.0 mm
- in pouch
- batteries: 2 C batteries



2 C30 | 2,5 V | VL |

REF 01.11130.001

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75111.013

KaWe EUROLIGHT C10

- Verschluss mit Schraube
- Vakuum-Lampe
- Metall-Batterie-/Ladegriff C
- Rheostat dimmbar
- Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm
- in Tasche
- Batterien: 2 Baby (Typ C)
- with fastening screw connection
- vacuum bulb
- metal battery/charging handle C
- dimmable rheostat
- disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm 10 x Ø 4.0 mm
- in pouch
- batteries: 2 C batteries



1 C10 | 2,5 V | VL |

REF 01.11110.001


Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75111.013



KaWe EUROLIGHT C30 OP LED

- Clic-Verschluss / Metall-Batteriegriff C
- LED-Lampe standard / Lupe 2,5-fache Vergrößerung
- 5 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5/3,5/4,5/5,5/9,0 mm
- speziell für den OP-Bereich
- 360° schwenkbare Lupe
- Otoskop-Kopf zugänglich für Instrumentarium
- Justierschraube zur Positionierung des Trichterrahmens
- in Tasche / Batterien: 2 Baby (Typ C)
- click-on connection / metal battery handle C
- standard LED bulb / magnifying glass: 2.5-times magnification
- 5 reusable ear funnels Ø 2.5/3.5/4.5/5.5/9.0 mm
- specifically for surgical applications
- 360° swivelling magnifying glass
- otoscope head accessible for instruments
- adjustment screw to aid the positioning of the funnels
- in pouch/batteries: 2 C batteries



3 C30 OP | 2,5 V | LED

REF 01.11534.001

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75153.003

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included!

Ladebatterie im Lieferumfang enthalten / rechargeable battery is included

VL Vakuum-Lampe / vacuum bulb
LED LED-Lampe / LED bulb

KaWe EUROLIGHT



KaWe EUROLIGHT VET C30

- Clic-Verschluss
- Vakuum-Lampe
- Metall-Batterie-/Ladegriff C
- Rheostat dimmbar
- 3 VET-Dauer-Ohrtrichter Ø 4,0 / 5,0 / 7,0 mm
- in Tasche
- Batterien: 2 Baby (Typ C)

- click-on connection
- vacuum bulb
- metal battery/charging handle C
- dimmable rheostat
- 3 reusable funnels (VET) Ø 4.0 / 5.0 / 7.0 mm
- in pouch
- batteries: 2 C batteries



4 VET C30 | 2,5V | VL |

REF 01.11135.001

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75111.013



KaWe EUROLIGHT

- Clic-Verschluss
- Vakuum-Lampe
- 2-fache Lupenvergrößerung mit spezieller Brennweite
- Metall-Batterie-/Ladegriff C
- Rheostat dimmbar
- 3 VET-Dauer-Ohrtrichter Ø 4,0 / 5,0 / 7,0 mm
- in Tasche
- speziell für den OP-Bereich
- Otokop-Kopf oben zugänglich für Instrumentarium
- Batterien: 2 Baby (Typ C)
- click-on connection
- vacuum bulb
- two-fold magnification with special focal distance
- metal battery/charging handle C
- dimmable rheostat
- 3 reusable funnels (VET) Ø 4.0 / 5.0 / 7.0 mm
- in pouch
- specially designed for operational procedures
- head accessible for instruments
- batteries: 2 C batteries



5 VET C30 OP | 2,5V | VL |

REF 01.11136.001

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75111.013



KaWe EUROLIGHT F.O.30

- Clic-Verschluss
- Xenon-Lampe
- Metall-Batterie-/Ladegriff C
- Rheostat dimmbar
- Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm 10 x Ø 4,0 mm
- in Tasche
- Batterien: 2 Baby (Typ C)

- click-on connection
- xenon bulb
- metal battery/charging handle C
- dimmable rheostat
- disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm 10 x Ø 4.0 mm
- in pouch
- batteries: 2 C batteries



6 F.O.30 | 2,5V | XL |

REF 01.11330.001

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75144.013



KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED

- Clic-Verschluss
- LED-Lampe
- Metall-Batteriegriff C
- Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm
- in Tasche
- Batterien: 2 Baby (Typ C)

- click-on connection
- LED bulb
- metal battery handle C
- disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4.0 mm
- in pouch
- batteries: 2 C batteries



7 F.O.30 LED | 2,5V | LED |

REF 01.11530.002

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75153.003

KaWe EUROLIGHT

PRODUKTSERIE | PRODUCT LINE

3,5V **F.O. XENON**

KaWe EUROLIGHT F.O.30 3,5 V

- Clic-Verschluss
- leistungsstarke 3,5 V Xenon-Lampe
- Metall-Ladegriff C
- Einweg-Ohrtrichter
- inkl. Li-Ion Ladebatterie 3,5 V nur in Verbindung mit Ladestation KaWe MedCharge 4000 verwendbar
- in Tasche

- click-on connection
- high-power 3.5 V xenon bulb
- metal charging handle C
- disposable ear funnels (►22) 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4.0 mm
- incl. 3.5 V Li-ion rechargeable battery (only to be used with KaWe MedCharge 4000 charging station)
- in pouch



8 F.O.30 | 3,5 V | XL |

REF 01.11430.101

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75241.003

3,5V **F.O. +LED**
high power

KaWe EUROLIGHT F.O.30 LED 3,5 V

- Clic-Verschluss / 3,5 V LED high power-Lampe
- Metall-Ladegriff C
- Einweg-Ohrtrichter
- 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm
- inkl. Li-Ion Ladebatterie 3,5 V nur in Verbindung mit Ladestation KaWe MedCharge 4000 verwendbar
- in Tasche

- click-on connection/3.5V LED hp bulb
- metal charging handle C
- disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4.0 mm
- incl. 3.5 V Li-ion rechargeable battery (only to be used with KaWe MedCharge 4000 charging station)
- in pouch



9 F.O.30 LED hp | 3,5 V | LED |

REF 01.11830.101

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75253.003

3,5V **F.O. XENON**

KaWe EUROLIGHT F.O.30 3,5 V

- Clic-Verschluss
- aufladbar in Steckdose (EU 240 V)
- leistungsstarke 3,5 V Xenon-Lampe
- Metall-Ladegriff C
- Rheostat dimmbar
- Einweg-Ohrtrichter
- 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm
- inkl. NiMH Ladebatterie 3,5 V
- in Tasche

- click-on connection
- rechargeable in electric outlet (EU 240 V)
- high-power 3.5 V xenon bulb
- metal charging handle C
- dimmable rheostat
- disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4.0 mm
- includes 3.5 V NiMH rechargeable battery
- in pouch



10 F.O.30 | 3,5 V | XL | EU

REF 01.11430.811

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75241.003

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge 4000 in Verbindung mit Ladebatterie
rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery

Ladebatterie im Lieferumfang enthalten / rechargeable battery is included

XL Xenon-Lampe / xenon bulb


LED LED-Lampe / LED bulb

KaWe COMBILIGHT

PRODUKTSERIE | PRODUCT LINE


Beleuchtungsart | Type of illumination

C Standardbeleuchtung Standard illumination



- Standardbeleuchtung mit 2,5 V Vakuum-Lampe
- Standard illumination with 2.5 V vacuum lamp

F.O. Fiber Optik Fibre optics



LED / XENON
durch einfachen Lampenwechsel
by simply changing the bulb

- hochwertige Fiber Optik
- leistungsstarke 2,5 V / 3,5 V Xenon- oder 2,5 V / 3,5 V LED-Lampe
- high-quality fibre optics
- high-power 2.5 V / 3.5 V xenon or 2.5 V / 3.5 V LED bulb

Bringen Sie Licht ins Dunkle

Technisch ausgereift und jahrelang bewährt, setzt KaWe auch hier auf hervorragende Qualität und verbindet hochwertige Fiber Optik mit leistungsstarkem Xenonlicht wahlweise in 2,5 V oder 3,5 V für ein besonders helles und farbneutrales Licht. Selbstverständlich treffen Sie auch mit den Otoskopen der KaWe COMBILIGHT-Familie in der bewährten Standardausführung eine gute Wahl. Ein KaWe COMBILIGHT leuchtet Gehörgang und Trommelfell optimal aus und unterstützt Sie auf dem Weg zu einer sicheren Diagnose. Die Gehäusekonstruktion ist stabil und die Handhabung zuverlässig. Otoskope der KaWe COMBILIGHT-Familie zeichnen sich durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Bring light into the darkness

Technologically-mature and tested for years, here KaWe is also committed to excellence in quality and combines high-quality fibre optics with high-power 2.5V or 3.5V xenon light for especially bright and white light. It goes without saying that the selection of proven, standard KaWe COMBILIGHT otoscopes is also an excellent choice. The KaWe COMBILIGHT optimally illuminates the auditory canal and the eardrum and helps you make an accurate diagnosis. The housing is robust and they operate reliably. Otoscopes from the KaWe COMBILIGHT product line have an excellent cost/performance ratio.



Ladestation
Charging station

KaWe MedCharge 4000

KaWe COMBILIGHT

PRODUKTSERIE | PRODUCT LINE

KaWe COMBILIGHT Otoskope | Otoroscopes

2,5 V

1	C10	VL	-		4	F.O.30	XL	
2	F.O.30	XL	-		5	F.O.30 LED hp	LED	
3	F.O.30 LED	LED	-	-	6	F.O.30 (240V)	XL	

3,5 V

Merkmale:

- optimale Lichtstärke (zentrisch)
- Metallgriff 2,5 V mit 2 Funktionen (ausgenommen Ladegriff für Steckdose und LED)
- Batteriegriff: verwendbar mit 2 Batterien (Baby - Typ C, 1,5 V)
- Ladegriff: verwendbar mit wieder-aufladbarer Ladebatterie (bei KaWe COMBILIGHT 2,5 V nicht im Lieferumfang enthalten)
- schwenkbare Lupe mit 3-facher Vergrößerung
- Anschluss für pneumatischen Test

Features:

- optimal light intensity (centric)
- metal handle 2.5 V with dual mode (except charging handle for electric outlet and LED)
- Battery handle: to be used with 2 C batteries (1.5V)
- Charging handle: suitable for rechargeable battery (not included with the KaWe COMBILIGHT 2.5 V)
- pivoting magnifying glass with 3-fold magnification
- Pneumatic test connection

KaWe COMBILIGHT C10

- Verschluss mit Schraube
- Vakuum-Lampe
- Metall-Batterie-/Ladegriff C
- Rheostat dimmbar
- 3 Dauer-Ohrtrichter Ø 2,5 / 3,5 / 4,5 mm
- in Tasche
- Batterien: 2 Baby (Typ C)

- fastening screw connection
- vacuum bulb
- metal battery/charging handle C
- dimmable rheostat
- 3 reusable ear funnels Ø 2.5 / 3.5 / 4.5 mm
- in pouch
- batteries: 2 C batteries



1 C10 | 2,5 V | VL |

REF 01.12110.001

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75111.013

F.O.
XENON

KaWe COMBILIGHT F.O.30

- Clic-Verschluss
- Xenon-Lampe
- Metall-Batterie-/Ladegriff C
- Rheostat dimmbar
- Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm
- 10 x Ø 4,0 mm
- in Tasche
- Batterien: 2 Baby (Typ C)

- click-on connection
- Xenon bulb
- metal battery/charging handle C
- dimmable rheostat
- disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm
- 10 x Ø 4.0 mm
- in pouch
- batteries: 2 C batteries



2 F.O.30 | 2,5 V | XL |

REF 01.12330.001

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75144.013

F.O.
LED
standard

KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED

- Clic-Verschluss
- LED-Lampe
- Metall-Batteriegriff C
- Einweg-Ohrtrichter 10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm
- in Tasche
- Batterien: 2 Baby (Typ C)

- click-on connection
- LED bulb
- metal battery handle C
- disposable ear funnels 10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4.0 mm
- in pouch
- batteries: 2 C batteries



3 F.O.30 LED | 2,5 V | LED

REF 01.12530.002

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75153.003

aufladbar in Ladestation KaWe MedCharge 4000 in Verbindung mit Ladebatterie / rechargeable in KaWe MedCharge 4000 charging station with rechargeable battery

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included!

Ladebatterie im Lieferumfang enthalten / rechargeable battery is included

VL Vakuum-Lampe / vacuum bulb

XL Xenon-Lampe / xenon bulb

LED LED-Lampe / LED bulb

KaWe COMBILIGHT

PRODUKTSERIE | PRODUCT LINE

3,5V **F.O. XENON**

KaWe COMBILIGHT F.O.30 3,5 V

- Clic-Verschluss
- leistungsstarke 3,5 V Xenon-Lampe
- Metall-Ladegriff C
- Rheostat dimmbar
- Einweg-Ohrtrichter
10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm
- inkl. Li-Ion Ladebatterie 3,5 V nur in Verbindung mit Ladestation KaWe MedCharge 4000 verwendbar
- in Tasche

- click-on connection
- high-power 3.5 V xenon bulb
- metal charging handle C
- dimmable rheostat
- disposable ear funnels
10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4.0 mm
- incl. 3.5 V Li-ion rechargeable battery (only to be used with KaWe MedCharge 4000 charging station)
- in pouch



4 F.O.30 | 3,5 V | XL |

REF 01.12430.101

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75241.003

3,5V **F.O. +LED high power**

KaWe COMBILIGHT F.O.30 LED 3,5 V

- Clic-Verschluss
- LED hp-Lampe
- Metall-Ladegriff C
- Einweg-Ohrtrichter
10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm
- inkl. Li-Ion Ladebatterie 3,5 V nur in Verbindung mit Ladestation KaWe MedCharge 4000 verwendbar
- in Tasche

- click-on connection
- LED bulb
- metal charging handle C
- disposable ear funnels
10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4.0 mm
- incl. 3.5 V Li-ion rechargeable battery (only to be used with KaWe MedCharge 4000 charging station)
- in pouch



5 F.O.30 LED hp | 3,5 V | LED |

REF 01.12830.101

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75253.003

3,5V **F.O. XENON**

KaWe COMBILIGHT F.O.30 3,5 V

- Clic-Verschluss
- aufladbar in Steckdose (EU 240 V)
- leistungsstarke 3,5 V Xenon-Lampe
- Metall-Ladegriff C
- Rheostat dimmbar
- Einweg-Ohrtrichter
10 x Ø 2,5 mm, 10 x Ø 4,0 mm
- inkl. NiMH Ladebatterie 3,5 V
- in Tasche

- click-on connection
- rechargeable in electric outlet (EU 240 V)
- high-power 3.5 V xenon bulb
- metal charging handle C
- dimmable rheostat
- disposable ear funnels
10 x Ø 2.5 mm, 10 x Ø 4.0 mm
- includes 3.5 V NiMH rechargeable battery
- in pouch



6 F.O.30 | 3,5 V | XL | EU

REF 01.12430.811

Leuchtmittel | illuminant

REF 12.75241.003

KaWe PICCOLIGHT

DETAILANSICHT | DETAILED VIEW



Nur Batteriebetrieb möglich
Only battery operation possible

16

- 1 Vergrößerungslupe
3-fach (schwenkbar)
- 2 Ohrtrichter
- 3 Anschluss für
pneumatischen Test
- 4 Lampe (nicht sichtbar)
- 5 Verbindung über
Schraubgewinde
- 6 An-/Aus-
Schiebeschalter
- 7 Metall-Clip
- 8 Batteriegriff
- 9 Batterien

- 1 3-fold pivoting
magnifying glass
- 2 Ear funnel
- 3 Connection for
pneumatical test
- 4 Bulb (not visible)
- 5 Threaded screw-on
connection
- 6 On/off sliding switch
- 7 Metal clip
- 8 Battery handle
- 9 Batteries



night. sky. stone.


KaWe PICCOLIGHT



17


Beleuchtungsart | Type of illumination

C Standardbeleuchtung Standard illumination



- Standardbeleuchtung mit 2,5 V Vakuum-Lampe
- Standard illumination with 2.5 V vacuum lamp

F.O. Fiber Optik Fibre optics



LED / XENON
durch einfachen Lampenwechsel
by simply changing the bulb

- hochwertige Fiber Optik
- leistungsstarke 2,5 V / 3,5 V Xenon- oder 2,5 V / 3,5 V LED-Lampe
- high-quality fibre optics
- high-power 2.5 V / 3.5 V xenon or 2.5 V / 3.5 V LED bulb



KaWe PICCOLIGHT

PRODUKTSERIE | PRODUCT LINE

KaWe PICCOLIGHT Otoskope | Otopscopes

2,5 V		2,5 V	
1	C	LED	
2	F.O.	XL	
3	F.O. LED standard	LED	
4	F.O. LED hp	LED	

Merkmale:

- Beleuchtungsvielfalt
- Taschenformat, leicht, handlich, modernes Design
- optimale Lichtstärke (zentrisch)
- ergonomische Kopfform
- schwenkbare Lupe mit 3-facher Vergrößerung
- integrierte Clip-Abschaltung
- Anschluss für pneumatischen Test

Features:

- variety of illumination options
- pocket-size, light-weight, handy, modern design
- optimal light strength (centric)
- ergonomic head shape
- pivoting magnifying glass with 3-fold magnification
- integrated clip shutoff function
- Pneumatic test connection



night. sky. stone. – Ein neues Blickfeld

Mit den Trendfarben night, sky, stone setzen wir Akzente und prägen einen eleganten Zeitstil. Zukunftsweisende LED-Technologie rundet die KaWe PICCOLIGHT-Serie perfekt ab.

night. sky. stone. – A new focus

With the trendy new colours: night, sky and stone, we are initiating an elegant new design era. Trendsetting LED technology completes the KaWe PICCOLIGHT line perfectly.

KaWe PICCOLIGHT C

- Standardbeleuchtung
- LED-Lampe
- Batterie-Griff AA
- Einweg-Ohrtrichter
10 x Ø 2,5 mm
10 x Ø 4,0 mm
- in Tasche
- Batterien: 2 Mignon (Typ AA) 
- standard illumination
- LED bulb
- battery handle AA
- disposable ear funnels
10 x Ø 2.5 mm
10 x Ø 4.0 mm
- in pouch
- batteries: 2 Mignon (type AA) 



1	C 2,5 V VL night		REF 01.13100.021
---	------------------------	---	------------------



	C 2,5 V VL sky		REF 01.13100.232
--	----------------------	---	------------------

	C 2,5 V VL stone		REF 01.13100.262
--	------------------------	---	------------------

	Leuchtmittel illuminant	REF 12.75160.003
---	---------------------------	------------------

F.O.
+LED
standard


KaWe PICCOLIGHT F.O. LED

- F.O. LED-Beleuchtung
- stoßsicher und energiesparend
- Batterie-Griff AA
- Einweg-Ohrtrichter
10 x Ø 2,5 mm
10 x Ø 4,0 mm
- in Tasche
- Batterien: 2 Mignon (Typ AA) 
- F.O. LED illumination
- shockproof and energy-saving
- battery handle AA
- disposable ear funnels
10 x Ø 2.5 mm
10 x Ø 4.0 mm
- in pouch
- battery: 2 Mignon (type AA) 



3	F.O. LED 2,5 V LED night		REF 01.13500.021
---	--------------------------------	---	------------------

	F.O. LED 2,5 V LED sky		REF 01.13500.232
--	------------------------------	---	------------------

	F.O. LED 2,5 V LED stone		REF 01.13500.262
--	--------------------------------	---	------------------

	Leuchtmittel illuminant	REF 12.75161.003
---	---------------------------	------------------

 Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! / Batteries are not included!

VL Vakuum-Lampe / vacuum bulb
XL Xenon-Lampe / xenon bulb

KaWe PICCOLIGHT

PRODUKTSERIE | PRODUCT LINE



Die bewährten LED KaWe PICCOLIGHT Otoskope bieten Ihnen durch hochwertige Lichttechnologie die optimale Voraussetzung für eine einfache HNO-Behandlung. Das LED Leuchtmittel zeichnet sich durch eine exzellente Lichteizienz und eine sehr hohe Lichttransmission aus. LED-Leuchtmittel überzeugen durch ihre lange Lebensdauer und Robustheit.

The proven LED KaWe PICCOLIGHT otoscopes provide you with optimal conditions for easy ENT treatment through high-quality light technology. The LED illuminant has an excellent light efficiency and very high light transmission. LED illuminants are sure to please with their long working lives and very robust design.

19



KaWe PICCOLIGHT F.O. LED

- F.O. LED high power-Beleuchtung
- stoßsicher und energiesparend
- Batterie-Griff AA
- Einweg-Ohrtrichter
 - 10 x Ø 2,5 mm
 - 10 x Ø 4,0 mm
- in Tasche
- Batterien: 2 Mignon (Typ AA)

- F.O. LED high power illumination
- shockproof and energy-saving
- battery handle AA
- disposable ear funnels
 - 10 x Ø 2.5 mm
 - 10 x Ø 4.0 mm
- in pouch
- battery: 2 Mignon (type AA)



4 F.O. LED hp | 2,5 V | LED | night REF 01.13600.022

F.O. LED hp | 2,5 V | LED | sky REF 01.13600.232

Leuchtmittel | illuminant REF 12.75152.003

Einweg-Ohrtrichter | Disposable ear funnels



GRAU | GREY

Ø 2,5 mm, klein | small



– lose geschüttet
– im Karton
– VE = 1000 St.

– bulk packaged
– in a box
– PU = 1000 items



REF 01.71211.002

– lose geschüttet
– in 10 kleinen Kartonagen
– VE = 10 x 100 St.

– bulk packaged
– in 10 small boxes
– PU = 10 x 100 items



REF 01.71212.002

– gesteckt abgepackt
– VE = 10 x 100 St.

– small, plug-packed
– PU = 10 x 100 items



REF 01.71212.001

Ø 4,0 mm, groß | large



– lose geschüttet
– im Karton
– VE = 1000 St.

– bulk packaged
– in a box
– PU = 1000 items



REF 01.71221.002

– lose geschüttet
– in 10 kleinen Kartonagen
– VE = 10 x 100 St.

– bulk packaged
– in 10 small boxes
– PU = 10 x 100 items



REF 01.71222.002

– gesteckt abgepackt
– VE = 10 x 100 St.

– small, plug-packed
– PU = 10 x 100 items



REF 01.71222.001

für Otoskope | for Otoscopes REF

KaWe EUROLIGHT F.O.

01.11330.001
01.11430.101
01.11430.811
01.11530.002
01.11830.101

KaWe COMBILIGHT F.O.

01.12330.001
01.12430.101
01.12430.811
01.12530.002
01.12830.101

KaWe PICCOLIGHT

01.13100.021 01.13500.021
01.13100.232 01.13500.232
01.13100.262 01.13500.262
01.13300.021 01.13600.022
01.13300.232 01.13600.232
01.13300.262 01.13600.262

Diagnostik-Sets | diagnostic sets:

02.13004.001 02.24004.102
02.15008.003 02.24005.102
02.18004.002 02.25004.002
02.23001.001 02.28004.002
02.23004.001 02.28014.002
02.23014.002 02.31001.021
02.35404.232 02.35405.022
02.35404.262 02.35405.232

02.31001.232
02.31001.262
02.33001.021
02.33001.232
02.33001.262
02.33404.022
02.33405.262

02.33404.232
02.33404.262
02.33405.022
02.33405.232
02.33405.262
02.35404.022

MedCenter

01.73320.021
01.73550.021

SCHWARZ | BLACK

Ø 2,5 mm, klein | small



– lose geschüttet
– im Karton
– VE = 1000 St.

– bulk packaged
– in a box
– PU = 1000 items



REF 01.71111.002

– gesteckt abgepackt
– VE = 10 x 100 St.

– small, plug-packed
– PU = 10 x 100 items



REF 01.71112.001

für | for REF

KaWe EUROLIGHT C10
01.11110.001

KaWe EUROLIGHT C30
01.11130.001

KaWe COMBILIGHT C10
01.12110.001

Basic Sets
02.01008.002
02.01104.002
02.01000.002
02.11001.002

Diagnostik-Sets
diagnostic sets:
02.11002.001
02.11003.002

Ø 4,0 mm, groß | large



– lose geschüttet
– im Karton
– VE = 1000 St.

– bulk packaged
– in a box
– PU = 1000 items



REF 01.71121.002

– gesteckt abgepackt
– VE = 10 x 100 St.

– small, plug-packed
– PU = 10 x 100 items



REF 01.71122.001

Dauer-Ohrtrichter | Reusable ear funnels

SCHWARZ | BLACK

WIEDERVERWENDBAR | REUSABLE EAR FUNNELS

Ø 2,0 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,0 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm	SET: 2,0/2,5/3,0/4,0/5,0mm
					
VE PU = 10 St. items	VE PU = 10 St. items	VE PU = 10 St. items	VE PU = 10 St. items	VE PU = 10 St. items	VE PU = 10 St. items
REF 01.72214.001	REF 01.72212.001	REF 01.72215.001	REF 01.72213.001	REF 01.72216.001	REF 01.72210.001

für Otoskope | for Otoscopes REF

KaWe EUROLIGHT F.O.	KaWe COMBILIGHT F.O.	KaWe PICCOLIGHT	Diagnostik-Sets diagnostic sets:	MedCenter
01.11330.001 01.11430.101 01.11430.811 01.11530.002 01.11830.101	01.12330.001 01.12430.101 01.12430.811 01.12530.002 01.12830.101	01.13100.021 01.13100.232 01.13100.262 01.13300.021 01.13300.232 01.13300.262	01.13500.021 01.13500.232 01.13500.262 01.13600.022 01.13600.232 01.13600.262	02.24004.102 02.24005.102 02.25004.002 02.23001.001 02.28004.002 02.28014.002 02.31001.021 02.35405.022 02.35405.232
			02.13004.001 02.15008.003 02.18004.002 02.23001.001 02.23004.001 02.23014.002 02.35404.232 02.35404.262	02.31001.232 02.31001.262 02.33001.021 02.33001.232 02.33001.262 02.33404.022 02.33405.262
				01.73320.021 01.73550.021

WIEDERVERWENDBAR | REUSABLE EAR FUNNELS

Ø 2,5 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4,5 mm	SET: 2,5 / 3,5 / 4,5 mm
			
VE PU = 3 St. items	VE PU = 3 St. items	VE PU = 3 St. items	VE PU = 3 St. items
REF 01.72102.001	REF 01.72103.001	REF 01.72104.001	REF 01.72101.001

für Otoskope | for Otoscopes REF

KaWe EUROLIGHT C10	KaWe EUROLIGHT C30	KaWe COMBILIGHT C10	Basic Sets:	Diagnostik-Set diagnostic set:
01.11110.001	01.11130.001	01.12110.001	02.10000.002 02.11001.002	02.01008.002 02.01104.002 02.11002.001 02.11003.002

WIEDERVERWENDBAR | REUSABLE EAR FUNNELS

SET: 2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5 / 9,0 mm



VE | PU = 5 St. | items

REF 01.72106.001

für Otoskope | for Otoscopes REF

KaWe EUROLIGHT C10 + C30 + C30 OP LED
01.11110.001, 01.11130.001, 01.11534.001

WIEDERVERWENDBAR | REUSABLE EAR FUNNELS

SET: 4,0 / 5,0 / 7,0 mm

– Veterinär-Otoskop
– Veterinary otoscope



VE | PU = 3 St. | items

REF 01.72105.001



für Otoskope | for Otoscopes REF

KaWe EUROLIGHT VET C30
01.11135.001










KaWe EUROLIGHT VET C30 OP
01.11136.001

Otoskop-Köpfe | Otoscope heads

ERSATZTEILE | SPARE PARTS

KaWe EUROLIGHT

22

<p>C10</p>  <p>für for REF 01.11110.001 02.11002.001</p> <p>2,5 V VL</p> <p>REF 01.73110.001</p>	<p>C30</p>  <p>für for REF 01.11130.001</p> <p>2,5 V VL</p> <p>REF 01.73131.001</p>	<p>C30 OP LED</p>  <p>für for REF 01.11534.001</p> <p>2,5 V LED</p> <p>REF 01.73134.501</p> <p>LED standard</p>	<p>VET C30</p>  <p>für for REF 01.11135.001</p> <p>2,5 V VL</p> <p>REF 01.73132.001</p> <p>VET für den Veterinär für veterinarians</p>	<p>VET C30 OP</p>  <p>für for REF 01.11136.001</p> <p>2,5 V VL</p> <p>REF 01.73133.001</p> <p>VET für den Veterinär für veterinarians</p>
<p>F.O.30</p>  <p>für for REF 01.11330.001</p> <p>2,5 V XL</p> <p>REF 01.73135.001</p>	<p>F.O.30 LED</p>  <p>für for REF 01.11530.002</p> <p>2,5 V LED</p> <p>REF 01.73135.501</p> <p>F.O. +LED standard</p>	<p>F.O.30 / 3,5 V</p>  <p>für for REF 01.11430.101 01.11430.811</p> <p>3,5 V XL</p> <p>REF 01.73136.001</p>	<p>F.O.30 LED / 3,5 V</p>  <p>für for REF 01.11830.101</p> <p>3,5 V LED hp</p> <p>REF 01.73137.611</p> <p>F.O. +LED high power</p>	

KaWe COMBILIGHT

<p>C10</p>  <p>für for REF 01.12110.001 02.11001.002 02.01008.002 02.01104.002</p> <p>2,5 V VL</p> <p>REF 01.73210.021</p>	<p>F.O.30</p>  <p>für for REF 01.12330.001 02.23001.001 02.23004.001</p> <p>2,5 V XL</p> <p>REF 01.73230.021</p>	<p>F.O.30 LED</p>  <p>für for REF 01.12530.002 02.25004.002</p> <p>2,5 V LED</p> <p>REF 01.73230.521</p> <p>F.O. +LED standard</p>	<p>F.O.30 / 3,5 V</p>  <p>für for REF 01.12430.101 01.12430.811 02.24004.102 02.24005.102</p> <p>3,5 V XL</p> <p>REF 01.73232.021</p>	<p>F.O.30 LED / 3,5 V</p>  <p>für for REF 01.12830.101</p> <p>3,5 V LED hp</p> <p>REF 01.73232.631</p> <p>F.O. +LED high power</p>
---	---	--	---	--

VL Vakuum-Lampe / vacuum bulb
XL Xenon-Lampe / xenon bulb


LED LED-Lampe / LED bulb

Otoskop-Griffe | Otoscope handles

ERSATZTEILE | SPARE PARTS

KaWe EUROLIGHT / KaWe COMBILIGHT

<p>C10</p> <p>Batterie-/Ladegriff C Battery/charging handle C</p> <p>Ø 28 mm</p>  <p>für for REF KaWe EUROLIGHT C, E 01.11110.001, 01.12110.001, 01.21100.001, 02.01000.002, 02.01104.002, 02.01008.002, 02.11001.002, 02.11002.001</p> <p>2,5 V </p> <p>REF 01.74110.002</p>	<p>C30</p> <p>Batterie-/Ladegriff C Battery/charging handle C</p> <p>Ø 28 mm</p>  <p>für for REF KaWe EUROLIGHT C30, F.O., VET, E, D, KaWe COMBILIGHT F.O. 01.11130.001, 01.11135.001, 01.11136.001, 01.11330.001, 01.11530.002, 01.11534.001, 01.12330.001, 01.12530.002, 01.21300.001, 01.21361.001, 01.21366.001, 01.24355.002, 01.31130.001, 01.24361.001, 02.23004.001, 02.23014.002, 02.25004.002, 02.15008.003</p> <p>2,5 V </p> <p>REF 01.74130.002</p>	<p>C30 / 3,5 V</p> <p>Ladegriff C30 inkl. Li-Ion Charging handle C30 incl. Li-Ion</p> <p>Ø 28 mm</p>  <p>für for REF KaWe EUROLIGHT F.O., E, KaWe COMBILIGHT F.O. 01.11430.101, 01.11830.101, 01.12430.101, 01.12830.101, 01.25361.101, 02.18004.002, 02.24004.102, 02.24005.102, 02.28004.002, 02.28014.002</p> <p>3,5 V </p> <p>REF 01.74131.062</p>	<p>C / 3,5 V</p> <p>Ladegriff für Steckdose (ohne Ladebatterie!) Charging handle for electric outlet (without rechargeable battery!)</p> <p>Ø 28 mm</p>  <p>für for REF KaWe EUROLIGHT F.O.30, E36, D30 LED KaWe COMBILIGHT F.O.30 01.11430.811, 01.12430.811, 01.25361.811, 01.31630.811</p> <p>3,5 V 240 V (EU)</p> <p>REF 01.74180.812</p>
---	---	---	--



3,5 V

Ladebatterie (kurz)
aufladbar in Steckdose
für Metall-Ladegriff C

Rechargeable battery (short)
rechargeable in electric outlet
for metal charging handle C



3,5 V | NiMH

REF 12.80120.742

Otoskop-Köpfe, -Griffe | Otoscope heads, handles

ERSATZTEILE | SPARE PARTS

KaWe PICCOLIGHT

C

mit Leuchtmittel
with illuminant



für | for REF
KaWe PICCOLIGHT C
01.13100.021,
01.13100.232,
01.13100.262

2,5V | LED

night  REF 01.73300.021

sky  REF 01.73300.231

stone  REF 01.73300.261

F.O. LED standard

mit Leuchtmittel
with illuminant



für | for REF
KaWe PICCOLIGHT F.O. LED
01.13500.021,
01.13500.232,
01.13500.262

2,5V | LED

night  REF 01.73520.021

sky  REF 01.73520.231

stone  REF 01.73520.261

KaWe PICCOLIGHT Griffe | Handles

Batteriegriff AA 2,5V
Battery handle AA, 2.5V



night  REF 01.74200.021

sky  REF 01.74200.231

stone  REF 01.74200.261


Taschen | Bags

Tasche, schwarz
pouch, black

18 x 11 cm



für | for
KaWe PICCOLIGHT


 REF 01.78401.021

Tasche, schwarz
pouch, black

22 x 13 cm



für | for
KaWe EUROLIGHT,
KaWe COMBLIGHT

 REF 01.78301.001

VL Vakuum-Lampe / vacuum bulb
XL Xenon-Lampe / xenon bulb

LED LED-Lampe / LED bulb

Otoskop-Zubehör | Otoloscope accessories

KaWe EUROLIGHT / KaWe COMBILIGHT / KaWe PICCOLIGHT

Lampenträger 2,5 V Lamp support 2.5V



für | for BasicSet

REF 01.79102.001

Satz Kehlkopfspiegel Set of laryngeal mirrors

Gr. 3 und 4
sizes 3 and 4

für | for BasicSet

REF 01.79103.001

Spatelhalter Tongue depressor holder

aus Kunststoff
plastic

für | for BasicSet

REF 01.79201.001

Spreiz-Nasenspekulum Nose spreader speculum

mit Stellschraube
with set screw

für | for BasicSet

REF 01.79202.001

25

Ball | Ball

für pneumatischen Test
for pneumatic testsfür | for alle Otoskope außer
C 30 OP LED, VET C 30 OP
all otoscopes except
C 30 OP LED, VET C 30 OP

REF 01.78502.001

Balladapter Ball adaptor

für pneumatischen Test
for pneumatic testsfür | for
KaWe EUROLIGHT F.O.,
KaWe COMBILIGHT F.O.,
KaWe PICCOLIGHT

REF 01.78501.001

Nasenleuchte Nasal light

für | for
KaWe COMBILIGHT Set
Finoff

2,5 V REF 01.79301.001

3,5 V REF 01.79305.001

Finoff-Leuchte, XL Finoff lamp, XL

für | for
KaWe COMBILIGHT Set
Finoff

2,5 V REF 01.79302.001

3,5 V REF 01.79306.001

Tischständer, transparent Table stand, transparent

für | for
KaWe EUROLIGHT, KaWe COMBILIGHT
Diagnostik-Sets | Diagnostics set

REF 01.78101.001

für | for
KaWe PICCOLIGHT
Diagnostik-Sets | Diagnostics set

REF 01.78102.001

Kehlkopfspiegel Laryngeal mirror

gerade
straightfür | for
KaWe COMBILIGHT Set
Finoff

2,5 V REF 01.79303.001

3,5 V REF 01.79307.001