

Versa, Versa X

Nejnovější řada stolků navržených pro uživatele přístrojů značky ASTAR. Nastavitelná výška polic umožňuje umístění na stolicích dokonce třech přístrojů najednou. Dostupné vybavení stolků zajišťuje dostatek ukládacího prostoru pro příslušenství. Police můžete dovybavit šuplíkem. Mobilitu stolků zaručují široká kolečka a brzdy stabilitu a bezpečnost během provádění zákroků.

Stolky odpovídají na požadavky každého fyzioterapeuta.

ERGONOMIE

- moderní design
- kompatibilita s přístroji ASTAR
- stolky jsou mobilní – estetické kolečka s brzdou
- možnost konfigurace (Versa)
 - držák na elektrody/ přísavky/ gel /papírový ručník
 - šuplík pro příslušenství
- možnost nastavení výšky polic – druhé a třetí



Technické parametry

	Versa trolley	Versa X trolley
rozměry stolu (ŠxHxV)	max. 10 kg	max. 10 kg
celková nosnost dolní police (dohromady s šuplíkem a obsahem)	max. 7 kg	max. 7 kg
rozsah nastavení spodní police	cca 60 cm	cca 50 cm
venkovní rozměr horní police (ŠxH)	58 x 34 cm	58 x 39 x cm
použitelný rozměr horní police (ŠxH)	39,5 x 30 cm	39,5 x 35 cm
rozměr spodní police (ŠxH)	40 x 26,0 cm	40 x 26,0 cm
venkovní rozměr šuplíku (ŠxHxV)	39,0 x 33,0 x 9,0 cm	39,0 x 33,0 x 9,0 cm
použitelný rozměr šuplíku (ŠxHxV)	28,5 x 18,5 x 8,0 cm	28,5 x 18,5 x 8,0 cm
rozměry stolu (ŠxHxV)	57 x 49 x 87,5 cm	58 x 49 x 89 cm
stolek standardní verze	13,9 kg	23 kg

Standardní vybavení

police	2	2
podložka určená pro přístroj Impactis M		●
šuplík pro příslušenství		●
držák na papírový ručník		●
držák pro napájení		●
držák na gel ve standardu		●

Volitelné vybavení

šuplík pro příslušenství	○	
držák na gel	○	
držák na ručník	○	
třetí police	○	



stolek Versa

stolek Versa X