



Dim.: 19 x 24 x 8,5 h cm

DIATROM®50D

EN Electrosurgical unit

Monopolar electrosurgery unit suitable for small surgery. Different functions can be selected from the control panel: pure cut / coagulation cut, coagulation. Its digital display guarantees reliability and simple use.

FR Bistouri électrique

Bistouri électronique monopolaire conçu pour la petite chirurgie. Son panneau de commande permet de sélectionner la fonction: coupe pure, coupe coagulée ou coagulation. L'affichage numérique rend les actes sûrs et reproductibles.

IT Elettrobisturi

Elettrobisturi monopolare progettato per interventi chirurgici minori. Il suo pannello di controllo consente di selezionare le funzioni desiderate: taglio puro, taglio coagulato o coagulazione. Il display digitale rende gli atti sicuri e riproducibili.

Technical specifications / Specifications techniques / Specifiche tecniche

CODE	10100.05 NEW
Frequency / Fréquence / Frequenza	600 kHz
Max power / Puissance max / Potenza max.	CUT 50W - 400 Ohm CUT/COAG 45W - 400 Ohm CUT/COAG 40W - 400 Ohm COAG 40W - 400 Ohm
Patient circuit / Électrode neutre / Elettrodo neutro	F
Power supply / Alimentation / Alimentazione	115-230Vca / 50-60Hz
Power max absorption / Puissance max. absorbée / Potenza assorbita	200 VA
Weight / Poids / Peso	2,5 kg

Standard accessories / accessoires / accessori

		Qty
00100.03	Cord, 2 m / Câble 2 m / Cavo 2 m	1
F4814	Reusable sterile handpiece / Porte-électrodes monopolaire stérile / Portaelettrodo monopolare sterile	1
00404.03	Cable for cylindrical electrode / Câble de connexion électrode / Cavo di collegamento dell'elettrodo	1
00403.01	Cylindrical electrode / Electrode cylindre neutre / Elettrodo neutro cilindrico	1
00304.00	Pedal switch / Pédale interrupteur / interruttore a pedale impermeabile	1
00500.00 10	Kit of 10 electrodes / Kit de 10 électrodes assorties / Kit di 10 elettrodi assortiti	1
MA280	User's manual / Notice d'emploi / Manuale d'uso	1