

Lumina

Lampa pro infračervenou
radiační terapii

PLNÁ NASTAVITELNOST

Boční úchyty a speciální panty umožňují
libovolně nasměrovat světlo lampy

FUNKČNOST

- vestavěný ovladač v krytu
- nastavení lampy jsou snadno dostupné

JEDNODUCHÁ MANIPULACE

- rychlá a snadná výměna filtru
- kovová síťka chránící pacienta
před prasknutím zářiče





Robustní a funkční stativ je vybaven kolečky s brzdou.



TERAPIE INFRAČERVENÝM ZÁŘENÍM

- nastavitelný jas
- zobrazení jasu nebo doby aplikace
- jednoduchá aplikace filtrů (červený nebo modrý)
- ochranná síť filtru
- pojízdný stativ (4 otočná kolečka)
- stolní podstavec / základna
- nastavitelná výška stativu
- nastavení stupně naklonění tubusu lampy
- vynucené chlazení tubusu

TECHNICKÉ PARAMETRY

	Lumina
intenzita jasu žárovky	10 – 99%
maximální výkon žárovky	375 W
spotřeba energie	max. 450 W
doba trvání procedury	1 – 30 min.

výška zařízení	min. 1,2 m, max. 1,9 m
rozměry stolního podstavce (š x h)	max. 0,5 x 0,6 m
rozměry stolního stojanu (bez lampy) (š x h x v)	30,0 x 31,5 x 6,0 cm
rozměry stolního stojanu s lampou (š x h x v)	30,0 x 39,0 x 41,0 cm
hmotnost stolního stojanu s lampou (s žárovkou a filtrem)	13,7 kg
hmotnost stolního podstavce s lampou (s žárovkou a filtrem)	5,5 kg
síťové napájení, spotřeba energie	230 V, 50/60 Hz

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

tubus	1 ks
stolní podstavec	1 ks
pojízdný stativ	1 ks
napájecí kabel	1 ks
zářič 375 W	1 ks
červený filtr	1 ks
modrý filtr	1 ks
ochranné brýle pro pacienta	1 ks
ochranné brýle pro terapeuta	1 ks
imbusový klíč	1 ks
náhradní pojistky	2 ks
návod k obsluze	1 ks



Lumina



STOLNÍ PODSTAVEC

Rychlá a jednoduchá montáž na základnu.
Plně nastavitelný stupeň naklonění tubusu lampy.
Nožičky chránící povrch stolu.



POJÍZDNÝ STATIV

Lampu lze namontovat na pojízdný stativ.
Stativ je výškově a úhlově nastavitelný
a má kolečka vybavený brzdami.



